


Anticorps Polyclonal Anti-Hcov-NL63 Spike S2 Pour Wb, Elisa - Q6Q1S2

Numéro d'article: CM0020477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Spike S2 du HCoV-NL63 (glycoprotéine Spike, E2). Convient aux applications WB et ELISA. Reconnaît la protéine Spike du HCoV-NL63. Destiné à la recherche sur les coronavirus et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HCoV-NL63 Spike S2
ID du gène	2943499
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1200 et 1300 de la protéine Spike S2 du coronavirus (YP_003767.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
Poids de la protéine	150 kDa
Expédition	Sac de glace