


Anticorps Polyclonal Anti-Nucléoprotéine Hcov-OC43 Pour Wb, Elisa - P33469

Numéro d'article: CM0020571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la nucléoprotéine HCoV-OC43 (protéine N) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec HCoV-OC43 ; immunogène issu des acides aminés 100-200. Convient aux études sur la nucléocapside et l'assemblage des coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-nucléoprotéine HCoV-OC43
ID du gène	39105221
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la nucléoprotéine du coronavirus (YP_009555245.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-OC43
SWISS	P33469
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace