


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spike S2 De Hcov-Oc43 Pour Wb Et Elisa - P36334

Numéro d'article: CM0019775



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité S2 de la glycoprotéine Spike de HCoV-OC43 (Swiss-Prot P36334). Convient aux applications de Western blot et d'ELISA, et validé pour détecter la réactivité croisée avec HCoV-OC43. Idéal pour la recherche sur les coronavirus et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Spike S2 de HCoV-OC43
GeneID	39105218
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 782 et 881 de la protéine Spike S2 du coronavirus (YP_009555241.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-OC43
SWISS	P36334
Poids de la protéine	150 kDa
Expédition	Sac de glace