

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hcrt Pour Wb, Elisa - O43612

Numéro d'article: CM0027092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HCRT (précurseur de l'orexine) humaine, adapté pour Western blot et ELISA. Validé sur les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle veille-sommeil et du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCRT Rabbit pAb
Remarques / Alias	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3060
ID du gène	3060
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 34 et 66 de l'HCRT humaine (NP_001515.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43612
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace