


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hcrtr1 Pour Wb, If-P, Elisa - O43613

Numéro d'article: CM0017230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité ciblant le HCRTR1 humain (récepteur de l'orexine de type 1). Validé pour WB, IF-P, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HCRTR1
Remarques/Alias	OX1R; OXR1; ORXR1; HCRTR1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3061
ID du gène	3061
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 du HCRTR1 humain (NP_001516.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43613
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace