


Anticorps Polyclonal Anti-Hcrtr2 Pour Wb, Elisa - O43614

Numéro d'article: CM0028266



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le récepteur de l'orexine de type 2 humain (HCRTR2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, présente une réactivité croisée avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la régulation du cycle veille-sommeil et de l'homéostasie du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HCRTR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3062
GeneID	3062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-444 du HCRTR2 humain (NP_001517.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43614
Poids protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace