

Anticorps Polyclonal Anti-Hd1 Pour Wb Et Elisa - Q9Fdx8

Numéro d'article: CM0020410



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-Hd1 validé pour les applications Western blot et ELISA chez *Oryza sativa*. Détecte la protéine à doigt de zinc HD1, un facteur de transcription régulant la floraison. Convient pour la recherche en biologie du développement des plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Hd1
Remarques/Alias	Hd1 ; SE1 ; OsHd1 ; Hd1
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du gène	4340746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de Hd1 d'Oryza sativa (Q9FDX8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q9FDX8
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace