

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hd3A Pour Elisa Et Wb - Q93Wi9

Numéro d'article: CM0020915



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la florigenèse Hd3a du riz (OsJ_20191). Validé pour la WB et l'ELISA, il détecte Hd3a d'Oryza sativa. Idéal pour les études sur la période de floraison et le développement des plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hd3a Rabbit pAb
Remarques/Alias	Hd3a; OsJ_20191
Espèce	Oryza sativa
ID du gène	4340185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de Hd3a d'Oryza sativa. (Q93Wi9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q93Wi9
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac réfrigérant