

Anticorps Polyclonal Anti-Hdac1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13547

Numéro d'article: CM0013561



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant HDAC1. Adapté pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Un outil fiable pour les études sur l'épigénétique et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] HDAC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3065
GeneID	3065
Immunogène	Peptide synthétique Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 393-482 de l'H DAC1 humain (NP_004955.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13547
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace