

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdac1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13547

Numéro d'article: CM0002414



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC1 (55 kDa) validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec HDAC1 humain, murin, rat. Idéal pour étudier le remodelage de la chromatine, la régulation de la transcription et les voies épigénétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC1
Remarques/Alias	HD1 ; RPD3 ; KDAC1 ; GON-10 ; RPD3L1 ; C1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3065
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350-450 de HDAC1 humain (Q13547)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13547
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace