

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdac11 Pour Wb, Elisa - Q96Db2

Numéro d'article: CM0004123

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HDAC11 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche épigénétique, le remodelage de la chromatine et les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HDAC11 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	HD11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79885
Identifiant du gène	79885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-347 de l'HDAC11 humain (NP_079103.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DB2
Poids moléculaire protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace