

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac11 Pour Wb, Elisa - Q96Db2

Numéro d'article: CM0024959

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'HDAC11 humaine (SWISS : Q96DB2), validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche épigénétique sur la désacétylation des histones et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC11 Lapin pAb
Remarques/Alias	HD11 ; HDAC11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79885
GeneID	79885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-347 de l'HDAC11 humaine (NP_079103.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DB2
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace