


Anticorps Monoclonal Anti-Hdac2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q92769

Numéro d'article: CM0006601



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HDAC2 humain (histone désacétylase 2). Convient pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA et ChIP. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HD2 ; RPD3 ; YAF1 ; KDAC2 ; HDAC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3066
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 389 et 488 de l'HDAC2 humain (Q92769).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92769
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace