


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hdac2 Pour Wb, Elisa - Q92769

Numéro d'article: CM0003936



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre l'HDAC2 humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche épigénétique et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HDAC2 Lapin mAb
Remarques/Alias	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3066
ID de Gène	3066
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HDAC2 humaine (NP_001518.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92769
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace