


Anticorps Polyclonal Anti-Hdac3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Numéro d'article: CM0013913



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HDAC3, adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît HDAC3 humain, murin et de rat. Idéal pour les recherches en biologie de la chromatine et en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HD3 ; RPD3 ; KDAC3 ; RPD3-2 ; HDAC3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8841
ID du gène	8841
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 329 et 428 de HDAC3 humain (NP_003874.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O15379
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Pack réfrigérant