


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdac3 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15379

Numéro d'article: CM0009519



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC3 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA avec une réactivité sur l'humain, la souris, le rat et le singe. Idéal pour les études d'épigénétique, de biologie de la chromatine et de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HD3 ; RPD3 ; KDAC3 ; RPD3-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8841
GeneID	8841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 299-428 de HDAC3 humain (NP_003874.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	O15379
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace