


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdac3 Pour Wb, Ip, Elisa - O15379

Numéro d'article: CM0003576



Introduction

Anticorps monoclonal HDAC3 de lapin validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. L'histone désacétylase 3 (HDAC3) de 49 kDa est essentielle pour le remodelage de la chromatine et la répression génique. Convient pour la recherche sur la régulation épigénétique et transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] HDAC3 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	HD3 ; RPD3 ; KDAC3 ; RPD3-2 ; HDAC3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8841
GenelD	8841
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 329-428 de la HDAC3 humaine (NP_003874.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15379
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace