


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Numéro d'article: CM0022752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HDAC3 humaine (histone désacétylase 3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche épigénétique et sur la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8841
ID de gène	8841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 299-428 de l'HDAC3 humaine (NP_003874.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15379
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace