

Anticorps Polyclonal Anti-Hdac4 Pour Wb, Elisa - P56524

Numéro d'article: CM0012815



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HDAC4 humain, produit à l'aide d'un peptide synthétique. Validé pour la WB et l'ELISA, cet anticorps détecte l'histone désacétylase 4 de 119 kDa, un régulateur épigénétique clé.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC4 Rabbit pAb
Remarques/alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9759
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 530 et 630 de HDAC4 humain (NP_006028.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P56524
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace