

Anticorps Polyclonal Anti-Hdac4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56524

Numéro d'article: CM0013964



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HDAC4 humain (SWISS : P56524). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et en oncologie. Poids de la protéine : 119 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC4 pAb de lapin
Remarques/Alias	HD4 ; AHO3 ; BDMR ; HDACA ; HA6116 ; HDAC-4 ; HDAC-A ; NEDCHF ; NEDCHID ; HDAC4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 451 à 650 de HDAC4 humain (NP_006028.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P56524
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace