

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Numéro d'article: CM0015733



### Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-HDAC5 est validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il détecte HDAC5 dans des échantillons humains, murins et de rat, ce qui le rend adapté à la recherche sur la régulation de la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin anti-HDAC5                                                                                                  |
| Remarques/Alias                  | HD5 ; NY-CO-9 ; HDAC5                                                                                                    |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                   |
| Identifiant du gène (Humain)     | 10014                                                                                                                    |
| Identifiant du gène              | 10014                                                                                                                    |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de HDAC5 humain (NP_005465.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                    |
| Application                      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                      |
| SWISS                            | Q9UQL6                                                                                                                   |
| Poids moléculaire de la protéine | 122 kDa                                                                                                                  |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                             |