

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Numéro d'article: CM0012477

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC6 de haute qualité, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA chez la souris et le rat. Cible la région C-terminale (aa 836-1037) de l'HDAC6 de souris, une désacétylase clé dans la dynamique des microtubules et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb HDAC6 de lapin                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2                                                                                                       |
| Espèce                           | Souris                                                                                                                        |
| GeneID (humain)                  | 10013                                                                                                                         |
| GeneID                           | 15185                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 836-1037 de l'Hdac6 de souris (Q9Z2V5) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application                      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS                            | Q9Z2V5                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 126 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                  |