


Anticorps Monoclonal Anti-Hdac6 Pour Wb, Elisa - Q9Ubn7

Numéro d'article: CM0007478



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-HDAC6 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la HDAC6 humaine (~131 kDa), une désacétylase cytoplasmique régulant l'autophagie, la formation de l'aggresome et la dynamique des microtubules. Idéal pour la recherche sur le cancer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HDAC6 Lapin mAb
Remarques/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10013
ID de Gène	10013
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 de la HDAC6 humaine (NP_006035.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UBN7
Poids Protéique	131kDa
Expédition	Sac de glace