

Anticorps Monoclonal Anti-Hdac6 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ubn7

Numéro d'article: CM0008905



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HDAC6 humain (Q9UBN7). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. La déacétylase HDAC6 régule la dynamique des microtubules, l'autophagie et la formation d'agrégosomes, pertinente pour la recherche sur le cancer et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC6 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	HD6 ; JM21 ; CPBHM ; PPP1R90 ; HDAC6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10013
GeneID	10013
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'HDAC6 humain (Q9UBN7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBN7
Poids moléculaire protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace