


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac6 - Q9Ubn7

Numéro d'article: CM0016026



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HDAC6 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la désacétylation de la tubuline, de l'autophagie et de la formation d'agrégosomes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | HDAC6 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | HD6 ; JM21 ; CPBHM ; PPP1R90 ; HDAC6                                                                                            |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (Humain)     | 10013                                                                                                                           |
| Identifiant du gène              | 10013                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 836-1104 de l'HDAC6 humain (NP_006035.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application                      | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                            | Q9UBN7                                                                                                                          |
| Poids moléculaire de la protéine | 131 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                    |