

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wui4

Numéro d'article: CM0025746



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HDAC7 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche en régulation épigénétique et transcriptionnelle. - Q8WUI4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
Espèce	Humain
Identifiant du gène	51564
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400-500 de HDAC7 humain (XP_011536783.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WUI4
Poids moléculaire protéique	103kDa
Expédition	Sac de glace