


Anticorps Polyclonal Anti-Hdac8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By41

Numéro d'article: CM0029006



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal Anti-HDAC8 de lapin (Q9BY41) de haute qualité validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Cible une histone désacétylase de 42kDa impliquée dans la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] HDAC8 Lapin pAb
Remarques/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55869
ID de Gène	55869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-377 de l'HDAC8 humaine (NP_060956.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY41
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace