


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac9 Pour Wb - Q9Ukv0

Numéro d'article: CM0014986



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-HDAC9 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. HDAC9 désacétyle les histones pour la répression épigénétique ; 111 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC9 Lapin pAb
Remarques/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9734
ID de gène	9734
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HDAC9 humain (NP_478056.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKV0
Poids de la protéine	111kDa
Expédition	Sac de glace