

Anticorps Polyclonal Anti-Hdc Pour Wb, Elisa - P19113

Numéro d'article: CM0023170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histidine décarboxylase humaine (HDC, identifiant du gène : 3067). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur la biosynthèse de l'histamine. UniProt : P19113.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDC Lapin pAb
Remarques/Alias	HDC ; histidine décarboxylase
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3067
GeneID	3067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-249 de l'HDC humaine (NP_002103.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19113
Poids moléculaire de la protéine	70kDa/74kDa
Livraison	Sac de glace