

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdc Pour Wb, Elisa - P19113

Numéro d'article: CM0029122



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'histidine décarboxylase (HDC), validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour étudier la biosynthèse de l'histamine et le métabolisme des catécholamines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDC Rabbit pAb
Remarques/Alias	HDC
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3067 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 453-662 de l'HDC humaine (NP_002103.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19113
Poids moléculaire de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace