


Anticorps Monoclonal Anti-Hdgf Pour Wb, If-P, Elisa - P51858

Numéro d'article: CM0002958



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HDGF pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Validé sur échantillons humains, de souris et de rat. Il reconnaît le facteur de croissance dérivé d'hépatome (HMG1L2), un répresseur transcriptionnel avec des activités mitogènes et de liaison à l'héparine — adapté à la recherche sur le cancer et les facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDGF mAb de lapin
Remarques / Alias	HMG1L2; HDGF
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3068
GenelD	3068
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'HDGF humain (P51858).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51858
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace