


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdgf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Numéro d'article: CM0028776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HDGF (HMG1L2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la répression transcriptionnelle, de l'activité mitogène et des fonctions de liaison à l'héparine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HDGF Lapin pAb
Remarques/Alias	HMG1L2; HDGF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3068
GeneID	3068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'HDGF humain (NP_004485.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51858
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace