


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdgf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Numéro d'article: CM0013500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HDGF humain (HMG1L2), validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la signalisation mitogène et des mécanismes de liaison à l'héparine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDGF Lapin pAb
Remarques/Alias	HMG1L2; HDGF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3068
ID de gène	3068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du HDGF humain (NP_004485.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51858
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace