


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdlbp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00341

Numéro d'article: CM0029794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HDLBP (Vigiline) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le HDLBP humain, murin, de rat (141 kDa). Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol et les lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDLBP pAb de lapin
Remarques/Alias	HBP ; VGL ; PRO2900 ; HDLBP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3069
GeneID	3069
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1035-1268 du HDLBP humain (NP_976221.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00341
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace