


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdlbp/Vigilin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q00341

Numéro d'article: CM0003738



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le HDLBP (Vigilin) humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes de HDLBP dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et le cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDLBP Rabbit mAb
Remarques/Alias	HBP ; VGL ; PRO2900 ; HDLBP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3069
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du HDLBP humain (NP_976221.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00341
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace