

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-He4/Wfdc2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14508

Numéro d'article: CM0008769

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant HE4/WFDC2 humain (Q14508). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA et présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du développement pulmonaire, de la biologie de la reproduction et des biomarqueurs cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HE4/WFDC2 mAb lapin
Remarques / Alias	HE4; WAP5; EDDM4; dj461P17.6; HE4/WFDC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10406
GeneID	10406
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 45 et 124 de HE4/WFDC2 humain (Q14508).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14508
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace