

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Heatr1 Pour Wb, Elisa - Q9H583

Numéro d'article: CM0014389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'HEATR1 humain (BAP28/UTP10). Validé pour le Western blot et l'ELISA, cet anticorps est essentiel pour l'étude de la biogenèse des ribosomes, de la fonction nucléolaire et des voies liées à Myc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEATR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BAP28 ; UTP10 ; HEATR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	55127 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de l'HEATR1 humain (NP_060542.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H583
Poids moléculaire de la protéine	242 kDa
Expédition	Sac de glace