


Anticorps Polyclonal Anti-Hec1/Ndc80 Pour Wb, Elisa - O14777

Numéro d'article: CM0030077



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HEC1/NDC80 humain, validé pour western blot et ELISA. Adapté à la recherche sur les kinétochores et la mitose, avec réactivité croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEC1/NDC80 pAb de lapin
Remarques/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10403
GeneID	10403
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 343-642 de l'HEC1/NDC80 humain (NP_006092.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14777
Poids protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace