


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hec1/Ndc80 Pour Wb, Elisa - O14777

Numéro d'article: CM0007112



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HEC1/NDC80 humain (O14777). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la fonction du kinétochore, du point de contrôle mitotique et du cancer. Poids moléculaire prédit : 74 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HEC1/NDC80 mAb Lapin
Remarques/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Espèce	Humain
GeneID	10403
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 543-642 de HEC1/NDC80 humain (O14777)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14777
Poids de la Protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace