

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hectd1 Pour Wb, Elisa - Q9Ult8

Numéro d'article: CM0024719



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HECTD1 humain (EULIR), adapté pour WB et ELISA. Détecte le HECTD1 endogène à environ 289kDa dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination, le développement neural et la biologie des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HECTD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EULIR; HECTD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25831
GeneID	25831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2518-2610 du HECTD1 humain (NP_056197.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9ULT8
Poids Protéique	289kDa
Expédition	Sac de glace