

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hel308 Pour Wb Et Elisa - Q8Tdg4

Numéro d'article: CM0015364

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hélicase HEL308 humaine pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réparation des cassures double brin de l'ADN, la jonction d'extrémité médiée par microhomologie et les voies RAD51.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEL308 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HEL308
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	113510
Identifiant du gène	113510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de HEL308 humain (NP_598375.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDG4
Poids moléculaire protéique	124 kDa
Expédition	Sac de glace