

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) - P09601

Numéro d'article: CM0014843



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Heme Oxygenase 1 humaine (HO-1/HMOX1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le catabolisme de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Remarques/Alias	HO-1 ; HSP32 ; HMOX1D ; bK286B10 ; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Espèce	Humaine
GeneID	3162
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-288 de la Heme Oxygenase 1 humaine (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09601
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace