

## Anti-Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Lapin Polymab Pour Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P09601 / P14901

Numéro d'article: CM0012660



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Hème Oxygénase 1 (HO-1/HMOX1). Validé pour les applications WB, IP, IF, IHC et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Détecte une protéine de 33 kDa. Convient pour la recherche sur l'apoptose, le métabolisme de l'hème et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Lapin PolymAb®                                                                 |
| Remarques/Alias                  | HO-1 ; HSP32 ; HMOX1D ; bK286B10 ; D8Wsu38e ; HO-1 ; HO1 ; Hemox ; Hmox ; Hsp32                              |
| Espèce                           | Humain/Souris                                                                                                |
| ID du gène (Humain)              | 3162                                                                                                         |
| ID du gène                       | 3162/15368                                                                                                   |
| Immunogène                       | Protéine recombinante correspondant à une séquence d'acides aminés 1-266 de la Hmox1 de souris (NP_034572.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                        |
| Application                      | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                           |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                          |
| SWISS                            | P09601/P14901                                                                                                |
| Poids moléculaire de la protéine | 33 kDa                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                 |