

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Heme Oxygenase 1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Numéro d'article: CM0007819

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Hème Oxygénase 1 (HO-1/Hmox1). Validé pour les applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte l'HO-1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour les études sur le stress oxydatif et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Heme Oxygenase 1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3162
ID du gène	15368
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-266 de Hmox1 de souris (NP_034572.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14901
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac à glace