

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hemgn Pour Wb, Elisa - Q9BXI5

Numéro d'article: CM0021126

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HEMGN (Hemogène) humain pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris ; adapté à la recherche sur la différenciation hématopoïétique, la leucémie et l'apoptose NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HEMGN Rabbit pAb
Remarques/Alias	NDR ; EDAG ; CT155 ; EDAG-1 ; HEMGN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55363
GeneID	55363
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de l'HEMGN humain (NP_932095.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BXL5
Poids Moléculaire Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace