


Anticorps Monoclonal Anti-Sous-Unité Alpha De L'hémoglobine (Hba1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P69905

Numéro d'article: CM0007887



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité alpha de l'hémoglobine humaine (HBA1). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport de l'oxygène et les hémoglobinopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la sous-unité alpha de l'hémoglobine (HBA1)
Remarques / Alias	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Sous-unité alpha de l'hémoglobine (HBA1)
Espèce	Humain
GeneID	3039
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de HBA1 humain (P69905)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P69905
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace