


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sous-Unité Alpha De L'hémoglobine (Hba1) Pour Wb Et Elisa - P69905

Numéro d'article: CM0016786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité alpha de l'hémoglobine humaine (HBA1) pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur le transport de l'oxygène, les hémoglobinopathies et les globules rouges.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-sous-unité alpha de l'hémoglobine (HBA1)
Remarques/Alias	HBH ; ECTY7 ; HBA-T3 ; METHBA ; Sous-unité alpha de l'hémoglobine (HBA1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3039
GeneID	3039
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la sous-unité alpha de l'hémoglobine humaine (NP_000549.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P69905
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace