

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hémopexine (Hpx) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02790

Numéro d'article: CM0008634

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Hémopexine (HPX) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Essentiel pour les études sur le transport de l'hème et la récupération du fer. Idéal pour les applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Hémopexine (HPX)
Remarques/Alias	HX ; Hemopexin (HPX)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3263
GeneID	3263
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 363 et 462 de l'Hémopexine (HPX) humaine (P02790)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P02790
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace