

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hepacam Pour Wb, Elisa - Q14Cz8

Numéro d'article: CM0016641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HEPACAM humain (46 kDa), validé pour WB et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et de la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEPACAM Lapin pAb
Remarques/Alias	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	220296
ID de gène	220296
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-245 de l'HEPACAM humain (NP_689935.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14CZ8
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace