

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Héparanase 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Numéro d'article: CM0029790



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'héparanase 1 humaine (HPA1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte les formes précurseurs et clivées ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dégradation de la MEC et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-héparanase 1
Remarques/Alias	HPA ; HPA1 ; HPR1 ; HSE1 ; HPSE1 ; Héparanase 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10855
GeneID	10855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-275 de l'héparanase 1 humaine (NP_001092010.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y251
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace